



Medigas
Una compañía Linde

Una compañía Linde

Plantillas para selección de mascarilla

Recortar

Puntaje

Almohadas o mascarilla nasal

DreamWear

Wisp

Nuance Pro



Si

¿Tu paciente tiene boca seca por las mañanas? (y/o) ¿sufre de congestión nasal o congestión frecuente debido a alergias o síntomas de resfriado?

No

¿Sufre claustrofobia?
¿Mira televisión o
lee antes de dormir?

No

Mascarilla nasal

Pico

ComfortGel Blue



Mascarilla facial completa

Amara Gel

Amara View



¿Sufre de máscara roja en el puente de la nariz con la máscara actual?

No

Si



Amara View



Mascarilla facial de mínimo contacto

Selecciona tu mascarilla



Cómo identificar tu mascarilla adecuada.

1. Descarga la plantilla para seleccionar la mascarilla ideal.
2. Imprime la plantilla y recorta conforme se indica en la línea punteada de recorte.
3. Sigue las instrucciones que se indican en la plantilla colocándose según la imagen.
4. Una vez que has identificado la talla de tu mascarilla ideal, escanea el código QR que aparece en la plantilla para solicitarla en línea en **tiendamedigas.com.mx**



2. Colocar debajo de la nariz.
Indicar con el dedo índice la punta de la nariz para identificar la talla adecuada.

Escanea:



Amara View

Plantilla de mascarilla facial de mínimo contacto

www.tiendamedigas.com.mx




Medigas

Una compañía Linde

Cómo identificar tu mascarilla adecuada.

1. Descarga la plantilla para seleccionar la mascarilla ideal.
2. Imprime la plantilla y recorta conforme se indica en la línea punteada de recorte.
3. Sigue las instrucciones que se indican en la plantilla colocándose según la imagen.
4. Una vez que has identificado la talla de tu mascarilla ideal, escanea el código QR que aparece en la plantilla para solicitarla en línea en **tiendamedigas.com.mx**



1. Colocar debajo de la nariz.
2. Indicar con el dedo índice, la punta de la nariz para identificar la talla adecuada.

GRANDE

MEDIANA

CHICA

EXTRA CHICA

Escanea:



Amara Gel

Mascarilla facial completa



www.tiendamedigas.com.mx



Medigas
Una compañía Linde

Cómo identificar tu mascarilla adecuada.

1. Descarga la plantilla para seleccionar la mascarilla ideal.
2. Imprime la plantilla y recorta conforme se indica en la línea punteada de recorte.
3. Sigue las instrucciones que se indican en la plantilla colocándose según la imagen.
4. Una vez que has identificado la talla de tu mascarilla ideal, escanea el código QR que aparece en la plantilla para solicitarla en línea en **tiendamedigas.com.mx**



1. Colocar debajo de la nariz.
2. Indicar con el dedo índice la punta de la nariz para identificar la talla adecuada.

Escanea:



Dream Wear

Mascarilla nasal de mínimo contacto

www.tiendamedigas.com.mx




Medigas
Una compañía Linde

Cómo identificar tu mascarilla adecuada.

1. Descarga la plantilla para seleccionar la mascarilla ideal.
2. Imprime la plantilla y recorta conforme se indica en la línea punteada de recorte.
3. Sigue las instrucciones que se indican en la plantilla colocándose según la imagen.
4. Una vez que has identificado la talla de tu mascarilla ideal, escanea el código QR que aparece en la plantilla para solicitarla en línea en **tiendamedigas.com.mx**



*Pico no está disponible en talla chica



1. Colocar debajo de la nariz.
2. Indicar con el dedo índice, la punta de la nariz para identificar la talla adecuada.

Escanea:



Wisp y Pico
Máscara nasal

www.tiendamedigas.com.mx